

## CRIOSTATO LEICA CM3050 S



<b>Muestras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamaño máximo : 40x55mm</li> <li>• Avance total de la muestra: 25mm</li> </ul>
<b>Temperaturas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura muestra: -10°C/-50°C</li> <li>• Temperatura cámara: 0/-40°C</li> </ul>
<b>Grosor de corte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secciones: 0.5-300µm <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0.5-2 µm ( pasos de 0.5 µm)</li> <li>○ 2-10 µm (pasos de 1 µm)</li> <li>○ 10-20 µm (pasos de 2 µm)</li> <li>○ 20-50 µm (pasos de 5 µm)</li> <li>○ 50-100 µm (pasos de 10 µm)</li> <li>○ 100-300 µm (pasos de 50 µm)</li> </ul> </li> <li>• Desbastado: 5,10,30,50,100,300 µm</li> </ul>
<b>Opciones de corte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual</li> <li>• Motorizado: Corte intermitente; Corte continuo; Corte individual</li> </ul>
<b>Portacuchillas y cuchillas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leica CE con placa anti-roll</li> <li>• Cuchillas desechables de perfil bajo</li> </ul>
<b>Accesorios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedal, Extractor de calor estacionario</li> <li>• Prisma de 90° para congelación rápida (-50°C)</li> <li>• Placa caliente Leica (HI1220)</li> </ul>