


MICROSCOPI ÒPTIC D'EPIFLUORESCÈNCIA NIKON ECLIPSE 90i:



Il·luminació	<ul style="list-style-type: none"> • Làmpada DC visible 12V, 100W • Làmpada de mercuri 100W
Objectius	<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu Plan Apo 2x/0.1 • Objectiu Plan Fluor 10x/0.30 DIC L/N1 • Objectiu Plan Apo 20x/0.75 DIC M/N2 • Objectiu Plan Apo 40x/0.95 DIC M/N2 • Objectiu Plan Apo 60x/1.4 • Objectiu Plan Apo 100x/1.4
Magnificació	<ul style="list-style-type: none"> • 16-2000x
Filtres de fluorescència	<ul style="list-style-type: none"> • DAPI: Ex 340-380 / DM 400 / BA 435-485 • FITC: Ex 465-495 / DM 505 / BA 515-555 • G-2A: Ex 510-560 / DM 575 / BA 590
Sistema de detecció	<ul style="list-style-type: none"> • Càmera Nikon DXM1200F (Software ACT-1)
Mètodes d'observació	<ul style="list-style-type: none"> • Camp clar o <i>brightfield</i> • Epifluorescència • DIC o Nomarski • Llum polaritzada