


DAKO AUTOSTAINER PLUS



Muestras	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 48 portaobjetos (25 x 75 x 1mm) <ul style="list-style-type: none"> Cortes tejido procesado en parafina Cortes tejido procesado para congelación Cytospins Frotis
Reactivos	<ul style="list-style-type: none"> 64 reactivos diferentes por ensayo(15ml/vial) Contenedor para diez litros de tampón Volúmenes de dispensación:100,150,200,400 y 600 µl
Opciones de software	<ul style="list-style-type: none"> Distintos protocolos en un mismo ensayo Hasta 35 pasos por protocolo (lavados incluidos) Tiempos de incubación: 2-90 minutos Volúmen de dispensación (por muestra i paso) Zona de dispensación de reactivos (para cada muestra)
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> Impresora de etiquetas Seymour Impresora HP inkjet Vitrina extractora de gases y material para preparación de reactivos y muestras Retirada de residuos según normativa UAB