


## DAKO AUTOSTAINER PLUS



<b>Mostres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fins a 48 portaobjectes (25 x 75 x 1mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>Talls teixits processats per a parafina</li> <li>Talls teixits processats per a congelació</li> <li>Cytospins</li> <li>Frotis</li> </ul> </li> </ul>
<b>Reactius</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fins a 64 reactius diferents per assaig (15ml/vial)</li> <li>Contenidor per a deu litres de tampó</li> <li>Volums de dispensació: 100, 150, 200, 400 i 600 µl</li> </ul>
<b>Opcions de software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferents protocols en un mateix assaig</li> <li>Fins a 35 passos per protocol (incloent-hi rentats)</li> <li>Temps d'incubació: 2-90 minuts</li> <li>Volum de dispensació (per a cada mostra i pas)</li> <li>Zona de dispensació de reactius (per a cada mostra)</li> </ul>
<b>Accessoris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressora d'etiquetes Seymour</li> <li>Impressora HP inkjet</li> <li>Vitrina extractora de gasos i material per a preparar reactius i mostres</li> <li>Retirada de residus d'acord amb la normativa UAB</li> </ul>

